



Info-Labo

Laboratoires

2025-10-28

Pour : Médecins et professionnels autorisés à prescrire des analyses du CISSS de Chaudière-Appalaches

Changement de réactif pour l'analyse du temps de céphaline activé (TCA)

Nous désirons vous informer qu'à compter du 3 novembre 2025, le réactif utilisé pour l'analyse du temps de céphaline activé sera remplacé dans l'ensemble des laboratoires du CISSS de Chaudière-Appalaches.

Le réactif qui sera dorénavant utilisé sera l'Actin FS de Siemens. Ce réactif présente une faible sensibilité aux anticoagulants de type lupique (AL) contrairement au SynthasIL (sensibilité intermédiaire aux AL) qui était précédemment utilisé. Ce changement permettra de réduire les résultats prolongés de TCA en présence d'AL et de diminuer les investigations non-nécessaires.

Les nouvelles valeurs de référence pour le TCA avec le réactif Actin FS sont de 21,5 à 31,3 secondes. Ces informations seront clairement indiquées sur le rapport et un message avertissant du changement de réactif sera également ajouté.

Pour toute question en lien avec ce changement, vous pouvez communiquer avec Andrée-Anne Houde, biochimiste clinique au 418 835-7121, poste 14612.

« Signature autorisée »

D^{re} Danièle Marceau

Directrice médicale Optilab et

Cheffe du département clinique des laboratoires

« Signature autorisée »

D^{re} Andrée-Anne Houde, Biochimiste clinique

Service de biologie médicale

Centre intégré
de santé et de services
sociaux de Chaudière-
Appalaches

Québec

