

Répertoire des changements liés au SIL-P

Transition du SIL régional (SIL-R) vers le SIL provincial (SIL-P)

Santé Québec — Chaudière-Appalaches

VERSION — 2026-10-19

Comment utiliser ce fascicule

Ce fascicule regroupe les principaux changements liés au passage du SIL régional (SIL-R) au SIL provincial (SIL-P). Il est organisé par analyse et chaque changement est étiqueté selon le ou les publics concernés. La grille de l'index permet de repérer, par public, les fiches pertinentes selon le profil d'utilisateur.

Chaque fiche présente l'ancien fonctionnement (SIL-R), le nouveau fonctionnement (SIL-P) et, au besoin, l'effet du changement, un point d'attention ou une astuce.

Légende des étiquettes de public :

PRESCRIPTEUR prescripteurs et médecins

ENCODEUR saisie de requête et prélèvement

LABO personnel de laboratoire

Ce répertoire recense les principaux changements liés au passage au SIL-P, sans en présenter tous les détails. Pour obtenir l'information complète, consultez l'Extranet SIL-P, la Documentation Laboratoire, les procédures de laboratoire, les aide-mémoires et le baluchon des prescripteurs. Durant la période de transition, certains documents comme les PON, les ordonnances collectives et les requêtes, pourraient encore contenir des appellations ou des codes associés à l'ancien système. Cette situation est temporaire, le temps que la documentation soit mise à jour.

Index des changements — grille par public

Changement	Prescr.	Encod.	LABO	Page
Changements généraux au système				
Algorithme des valeurs critiques			●	7
Analyses sous approbation médicale		●	●	7
Annulation d'analyse sans non-conformité (NC)	●		●	7
Annulation de reprise d'un test à la validation — fenêtre dans le menu instrument			●	7
Auto-prélèvement		●	●	8
Boîte de dialogue à l'enregistrement de la requête		●		8
Clientèle STAT extrahospitalière		●	●	8
Clinique et ID clinique (acheminement du rapport)	●		●	9
Clinique inscrite sur l'étiquette			●	9
Code-barres des étiquettes		●	●	9
Commentaires de requête dans SoftWebPlus — microbiologie		●	●	9
Commentaires de requêtes dans SoftWebPlus et SoftLabMic		●	●	10
Création d'un médecin « étoile »		●		10
Dépôt dans la requête versus Emplacement de collecte			●	10
Dépôt sur l'étiquette		●	●	10
Double vérification pour saisie manuelle de résultats			●	10
Édition des résultats — feuille de travail			●	11
Envois extérieurs — date d'envoi au rapport	●			11
Étiquettes - Commentaire « Collant rose »		●	●	11
Exposition accidentelle (protocole piquant / piqué)		●	●	11
Gestion des appels — fenêtre dans le menu instrument			●	11
Historique et tendances	●		●	12
Imprimantes à étiquettes		●	●	12
Interrogation de résultats Labo dans SoftLabMic (résultats inter-sites et inter-grappes)			●	12
Mention d'appel au rapport	●		●	12
Mention « Traitement local requis » (envois)		●	●	12
Messages d'information à la saisie		●	●	13
Noms des feuilles de travail			●	13
Non-conformités (NC) — déclaration			●	13
Non-conformités (NC) — Rapport	●		●	13
Panel d'aide à la saisie dans SoftWebPlus	●	●	●	13
Priorité STAT dans les feuilles de travail			●	14
Rapport Préliminaire vs En attente de révision vs Final	●		●	14
Rapports partiels par sous-chapitre	●		●	14
Repérage de spécimen		●	●	14
Saisie de requête unique		●	●	14
Saisie des prescriptions — arrêt de la fusion d'ordonnances	●	●	●	15
Spécification du contenant sur l'étiquette		●	●	15
Statuts d'analyse au rapport	●	●	●	15
Valeurs critiques — Déclenchement			●	15
Valeurs critiques — Liste	●		●	15
Visualisation des résultats (hors labo)	●			16
Biochimie				
Amikacine	●	●	●	17
Amitriptyline	●	●		17

Changement	Prescr.	Encod.	LABO	Page
Ammoniaque	•		•	17
Amylase totale et Lipase	•	•	•	17
Analyses et groupes retirés (biochimie)	•	•	•	17
Analyses urinaires retirées / regroupées	•	•	•	18
ApoB / bilan lipidique	•	•		18
AST, ALT et ratio	•	•	•	18
BHCG sérique	•		•	18
Bilan de fer (FER, Transferrine, TIBC, Ferritine)	•	•	•	19
Bilirubine (conjuguée / non conjuguée / néonatale)	•	•	•	19
Calcium ionisé mesuré	•	•	•	19
Calcium total	•		•	19
Carbamazépine, Digoxine, Lithium, Phénobarbital, Phénytoïne	•	•	•	19
Carboxyhémoglobine et Méthémoglobine		•	•	20
CO2 total — retrait	•	•	•	20
Codes d'étiquette différents du code de saisie		•	•	20
Codes inversés ou réutilisés : MITOC et PTU	•	•	•	20
Collecte urinaire 24 h	•	•	•	20
Cortisol 8 h et 16 h	•	•	•	21
Cosyntrophine	•	•	•	21
Créatinine et DFGe	•		•	21
Créatinine urinaire et acide urique urinaire			•	21
Cyclosporine	•	•	•	22
DHEAS chez l'enfant de moins de 9 ans			•	22
Dialyse (KTV / KRU)			•	22
Drogues de rue (dépistage)	•		•	22
Électrophorèse des protéines (EPS)			•	22
Électrophorèse des protéines urinaires (Bence Jones)			•	23
Épreuves d'hyperglycémie provoquée	•	•	•	23
Éthanol	•		•	23
Ferritine	•		•	23
Folate / acide folique	•	•	•	23
Fraction d'excrétion (sodium, urée, magnésium)	•	•	•	24
Gaz EBMD vs laboratoire		•	•	24
Gaz sanguins	•	•	•	24
Gentamicine, Tobramycine, Vancomycine (dosage d'antibiotiques)	•		•	24
Glucose — codes GLU / GLUJ	•	•	•	25
HCG homme (oncologie)		•	•	25
HCG urinaire	•	•	•	25
Hémochromatose (HFE)	•	•		25
Hormone de croissance (HGH)	•	•	•	25
Immunofixation des protéines	•	•	•	25
Insuline	•	•	•	26
Liquides biologiques	•	•	•	26
Macroprolactine	•	•	•	26
Microscopie urinaire	•		•	26
P50			•	27
Phosphate (ancien Phosphore)	•	•	•	27
Potassium	•		•	27
Protéines (ancien Protéines totales)	•	•	•	27
Salicylates (ancien Acide acétylsalicylique)	•	•	•	27

Changement	Prescr.	Encod.	LABO	Page
Sommaire urinaire	•		•	27
Troponine I et T	•	•	•	28
Trou anionique	•	•	•	28
Urate (ancien Acide urique)	•	•	•	28
Urée (ancien Azote)	•	•	•	28
Urines — codes miction et 24 h		•	•	28
Urines (miction) — étiquettes et aliquots			•	28
Valproate (ancien Acide valproïque)	•	•	•	29
Vitamine B12	•	•	•	29
Hématologie et coagulation				
ANA (AAN) — nomenclature	•		•	30
Analyses retirées (hématologie)	•	•	•	30
ANCA (unités et confirmation immunofluorescence)	•	•	•	30
anti-ENA — nomenclature	•		•	30
Anti-transglutaminase	•		•	30
Anti-Xa (HBPM et non fractionnée)		•	•	31
Anticardiolipines	•		•	31
Anticorps anti-membrane basale cutanée et anti-substance intercellulaire	•	•		31
Antithrombine III (unités)	•		•	31
Chaînes légères kappa / lambda	•		•	31
Cytométrie de flux (Immuno-Cytométrie)	•	•	•	31
Cytométrie de flux — saisie et interprétation			•	32
D-dimères	•		•	32
Dabigatran (PRADA)	•	•	•	32
Décompte de LCR – Protocole Hémorragie (HEMOR)	•	•	•	32
Différentielle des liquides biologiques	•		•	32
Érythroblastes	•		•	32
Fer médullaire (Bleu de Prusse) — sidéroblastes	•		•	33
Frottis malaria	•		•	33
FSC — Unités	•		•	33
HB-HT devient « FS »	•	•	•	33
LLC connue			•	33
Moelle — interprétation et sections			•	33
PFA (fonction plaquettaire)		•	•	33
Protéine C et protéine S	•	•	•	34
Recherche de Corps d'Howell-Jolly	•	•	•	34
TCA	•	•	•	34
Temps de Quick (Prothrombine)	•	•	•	34
Usager sous traitement (UST)	•	•	•	34
Valeurs critiques — hématologie et coagulation	•		•	34
Vitesse de sédimentation	•	•	•	35
Microbiologie et sérologie				
Affichage des analyses SoftMic dans Cristal-Net	•			36
Ajout de tests - microbiologie			•	36
Antibiotique - panels			•	36
Antigène HBs (HBSAG)	•	•	•	36
CMV IgG et Toxo IgG	•		•	36
Communication entre SoftLab et SoftMic			•	36
Culture d'urines - étiquettes		•	•	37

Changement	Prescr.	Encod.	LABO	Page
Envois de confirmation au LSPQ — automatiques			●	37
H. pylori dans les selles		●	●	37
Hémocultures			●	37
Hépatite C (AVHCT)		●	●	37
Liquide intra-articulaire - culture	●	●	●	38
MADO — déclaration	●		●	38
Malaria		●	●	38
Monotest, Antistreptolysine — libellés		●	●	38
Mycose - champignon	●	●	●	38
Non-conformités SoftLab vs SoftMic			●	38
PCR devient TAAN	●	●	●	38
Polyomavirus BK / JC	●	●		39
Recherche de parasites dans les selles	●	●	●	39
Regroupement micro + laboratoire général		●	●	39
Sérologie hépatite — nomenclature du résultat	●		●	39
Sérologie (herpès, VZV, parvovirus, etc.) — codes et messages			●	39
TAAN LCR (méningite)			●	40
TAAN multiplex respiratoire		●	●	40
TAAN selles			●	40
Test Voies génitales/femme	●	●	●	40
Test Voies génitales/homme	●	●	●	40
Tests dans Synapsys - microbiologie			●	40
Vagin - Gram		●	●	41
VIH — sérologie ou charge virale		●	●	41
Spécificités par site				
Acide lactique — codes par site			●	42
HDL et PG — reprises « Y »			●	42
Montmagny (MTY) — Créatinine	●	●	●	42
PG — morphologies et différentielles manuelles			●	42
Sites associés — Gentamicine / Tobramycine			●	42

1. Changements généraux au système

Algorithme des valeurs critiques

LABO

SIL-R L'algorithme apparaissait automatiquement dans la Gestion des appels de SoftLab.	SIL-P L'algorithme n'apparaît plus automatiquement dans SoftLab. Il faut aller le chercher via la fenêtre d'appel du Menu Instrument ou via Gestion des appels. Le médecin traitant doit être changé pour la clinique.
--	--

Analyses sous approbation médicale

ENCODEUR LABO

SIL-R Codes présents au répertoire des analyses.	SIL-P Les codes des analyses qui exigent une autorisation médicale ont été retirés volontairement du répertoire des analyses et de SoftWebPlus. Identifier le tube à la main et acheminer au laboratoire avec une requête papier ou une copie de la prescription. Les laboratoires des centres associés doivent acheminer les spécimens à HDL sans être encodés.
--	--

Annulation d'analyse sans non-conformité (NC)

PRESCRIPTEUR LABO

SIL-R Une annulation était visible au rapport.	SIL-P Les analyses annulées sans NC n'apparaissent plus au rapport. Il faut absolument une NC ou le code ANTES pour qu'une annulation soit visible au rapport.
--	--

Détails du changement :

- Une analyse annulée n'apparaît plus au rapport.
- Une requête annulée n'entraîne aucune émission de rapport.
- Les requêtes non prélevées et non reçues s'annulent automatiquement après 7 jours, sans émission de rapport.
- ANTES est utilisé pour les cas d'échantillons prélevés et non reçus.

Annulation de reprise d'un test à la validation — fenêtre dans le menu instrument

LABO

SIL-R Annulation d'une reprise avec F4 ou Shift+F4.	SIL-P Annulation d'une reprise par F4, une fenêtre (pop-up) apparaît dans menu instrument, un commentaire est à inscrire pour fermer la fenêtre.
---	--

Ce que cela change :

- Nouveau comportement à la validation et à l'annulation d'une reprise.
- Les libellés des interfaces du menu instrument changent.

Auto-prélèvement

ENCODEUR **LABO**

SIL-R Pas de directive particulière.	SIL-P Les spécimens déposés par les usagers dans les centres de prélèvement (non prélevés sur place) doivent être identifiés comme auto-prélevés dans SoftWebPlus.
--	--

Boîte de dialogue à l'enregistrement de la requête

ENCODEUR

SIL-R Pas de message systématique pour les tests réflexe ou les changements de code test automatiques. La boîte de dialogue contenait majoritairement des conditions préanalytiques à respecter pour les prélèvements.	SIL-P La boîte de dialogue « RBS » informe des ajustements des codes test (Ex : l'ajout d'un test réflexe ou modification de l'analyse selon une règle dans le système). Certains messages de conditions préanalytiques n'apparaissent plus.
---	---

Ce que cela change :

- Permet de comprendre pourquoi une analyse est ajoutée ou retirée automatiquement.
- Plus de messages d'information lors de la saisie de requête.
- Vigilance : Consulter le répertoire des analyses pour les conditions préanalytiques à respecter étant donné qu'elles ne sont plus rapportées systématiquement.

Clientèle STAT extrahospitalière

ENCODEUR **LABO**

SIL-R Utilisation de clinique STAT pour analyse locale des spécimens (Ex : Beauce STAT).	SIL-P Des emplacements STAT demeurent disponibles pour analyse locale des spécimens. À l'encodage, modifier votre emplacement pour l'emplacement STAT. Lorsque la saisie est terminée, retourner à votre emplacement de base.
--	---

Ce que cela change :

- La distinction n'est plus faite à partir du champ clinique, mais plutôt via l'emplacement de collecte. Cependant, la clientèle ne change pas.
- Vigilance :
 - Il est important de retourner sur l'emplacement de base après l'utilisation de l'emplacement STAT. Veillez à utiliser seulement l'emplacement STAT pour saisir les requêtes de la clientèle STAT extrahospitalière.
 - Les prescriptions identifiées STAT qui ne concernent pas la clientèle STAT ne doivent pas être incluses dans ce processus. Dans ces cas, utiliser l'emplacement de base et sélectionner la priorité STAT lors de la saisie de requête.

Clinique et ID clinique (acheminement du rapport)

PRESCRIPTEUR **LABO**

SIL-R

Le « code de clinique » désignait le lieu de prélèvement.
Pour la copie médecin, les résultats étaient acheminés en tenant compte de l'identifiant du prescripteur (ex : nom du prescripteur).

SIL-P

Pour la copie médecin, les résultats sont émis via un nouvel identifiant : l'ID clinique. L'identifiant du prescripteur indique à qui est destiné le rapport. L'ID clinique est un code unique qui détermine l'endroit où le prescripteur reçoit le rapport de laboratoire. C'est un champ obligatoire pour la saisie de requête (requête papier et SoftWebPlus).

⚠ Attention : Toutes les cliniques de la province sont visibles dans SoftWebPlus : un mauvais choix d'ID clinique achemine le rapport au mauvais endroit. Appel à la vigilance.

Clinique inscrite sur l'étiquette

LABO

SIL-R

La clinique fait référence au lieu où le prélèvement a été fait.

SIL-P

La clinique inscrite sur l'étiquette est celle associée au médecin, et non l'endroit où le prélèvement a été fait.

Ce que cela change :

- Ne pas interpréter la clinique de l'étiquette comme le lieu de prélèvement.
- Le lieu de prélèvement est dorénavant identifié comme étant « l'emplacement ».

Code-barres des étiquettes

ENCODEUR **LABO**

SIL-R

Tous les code-barres correspondent au numéro de requête.

SIL-P

L'impression de l'étiquette de requête précède l'impression des étiquettes d'échantillons. Le code-barres de chaque étiquette d'échantillon renvoie à un numéro unique d'échantillon/tube, et non au numéro de requête.

Commentaires de requête dans SoftWebPlus — microbiologie

ENCODEUR **LABO**

SIL-R

Champ commentaire « SR Micro » à compléter manuellement.

SIL-P

Les informations sont demandées automatiquement pour chaque analyse de microbiologie lorsque requis.

Commentaires de requêtes dans SoftWebPlus et SoftLabMic

ENCODEUR LABO

SIL-R La liste des commentaires de requête comprend uniquement les commentaires utilisés par la région de Chaudière-Appalaches.	SIL-P La liste des commentaires disponibles est provinciale. Inscrire « IOI » pour n'afficher que les messages de la grappe Chaudière-Appalaches (tous ces messages débutent par IOI).
---	--

Astuce : Astuce d'encodage pour retrouver rapidement les messages de la grappe.

Création d'un médecin « étoile »

ENCODEUR

SIL-R Peu d'informations exigées.	SIL-P Des champs supplémentaires sont obligatoires.
---	---

Astuce : Consulter le bottin pour obtenir les coordonnées du lieu principal de pratique du prescripteur.

Dépôt dans la requête versus Emplacement de collecte

LABO

SIL-R Le dépôt dans la requête identifiait le secteur où la requête avait été faite.	SIL-P La notion de dépôt dans la requête est remplacée par Emplacement de collecte. L'emplacement est un code alphanumérique (IA440 à IA444) pour Chaudière-Appalaches. Un suffixe est ajouté au code alphanumérique lorsque le prélèvement est fait dans un centre de prélèvement.
--	---

Détail supplémentaire :

- Les analyses hors-région sont identifiées par un code débutant par une autre lettre que « I ».

Dépôt sur l'étiquette

ENCODEUR LABO

SIL-R Le dépôt sur l'étiquette (L, B, M, T C) identifiait le laboratoire où l'échantillon devait être envoyé. Le dépôt était arrimé avec les routes de transport.	SIL-P La notion de dépôt sur l'étiquette est remplacée par l'Environnement laboratoire. L'environnement laboratoire désigne le laboratoire exécutant l'analyse. Pour l'acheminement des échantillons, ne pas se fier systématiquement à l'Environnement laboratoire, car il n'est pas arrimé avec les routes de transport.
---	--

⚠ Attention : Vigilance pour l'acheminement des échantillons.

Double vérification pour saisie manuelle de résultats

LABO

SIL-R La double vérification se faisait dans des champs de vérification distincts.	SIL-P La double vérification se fait par enregistrement puis par validation (double enregistrement).
--	--

Édition des résultats — feuille de travail

LABO

SIL-R Édition possible directement dans « saisie de requête ».	SIL-P On ne peut plus éditer dans « saisie de requête »; l'édition se fait directement dans la feuille de travail.
--	--

Envois extérieurs — date d'envoi au rapport

PRESCRIPTEUR

SIL-R La date d'envoi du spécimen au laboratoire exécutant figurait au rapport.	SIL-P Pour les analyses effectuées par un laboratoire hors territoire Chaudière-Appalaches, la date d'envoi n'est plus mise au rapport.
---	---

Étiquettes - Commentaire « Collant rose »

ENCODEUR LABO

SIL-R Pas de mention de collant rose sur les étiquettes.	SIL-P Pour certaines analyses, il y a une mention « collant rose » sur l'étiquette. Ne pas en tenir compte. C'est une directive de l'hôpital exécutant l'analyse qui a ce fonctionnement.
--	---

Exposition accidentelle (protocole piquant / piqué)

ENCODEUR LABO

SIL-R Les codes EXPOS et SOURCE incluent l'ensemble des analyses à demander pour la personne exposée et la personne source.	SIL-P Chaque analyse doit être saisie individuellement. Les groupes de test EXPOS et SOURCE n'existent plus. Deux bilans sont disponibles dans SoftWebPlus : personne source (HBSAG, AVHCT, VIH, PPEID) et personne exposée (HBSAC, AVHCT, HBSAG, VIH, PPETS). Les codes PPEID et PPETS sont obligatoires : ils identifient l'exposition et activent les règles (ex. HBsAg $\geq$ 1,00 $\rightarrow$ anti-HBc totaux et anti-HBs ajoutés).
---	--

Ce que cela change :

- Si le bilan est créé dans SoftLab, ajouter le code d'exposition correspondant.

Gestion des appels — fenêtre dans le menu instrument

LABO

SIL-R Gestion directement dans « gestion des appels ».	SIL-P Après validation, une fenêtre (pop-up) apparaît dans le « menu instrument »; possibilité de gérer ensuite dans gestion des appels.
--	--

Ce que cela change :

- Nouveau comportement à la validation et à l'annulation d'une reprise.
- Les libellés des interfaces du menu instrument changent.

Historique et tendances

PRESCRIPTEUR **LABO**

SIL-R Historique disponible dans le SIL-R.	SIL-P Impossible d'importer les résultats de l'ancien SIL dans le SIL-P. L'historique du SIL-R ne sera pas visible dans le SIL-P. Les premiers résultats émis dans le SIL-P n'auront pas d'historique.
--	--

Ce que cela change :

- Pour les prescripteurs : Consulter l'historique via Cristal-Net, le DSQ ou le DMÉ. Attention, certaines courbes de tendances ne seront pas combinées.
- Pour le personnel au laboratoire : SoftLabMic régional reste disponible pour consultation de l'historique.

Imprimantes à étiquettes

ENCODEUR **LABO**

SIL-R Imprimante par défaut.	SIL-P Pour l'instant, pas de possibilité de mettre une imprimante par défaut. L'imprimante à étiquette doit être sélectionnée avant chaque impression. Nouvelle configuration requise : les imprimantes à étiquettes doivent être ajoutées individuellement à chaque poste informatique (demande Octopus).
--	--

Ce que cela change :

- Étape de sélection d'imprimante à chaque impression.

Interrogation de résultats Labo dans SoftLabMic (résultats inter-sites et inter-grappes)

LABO

SIL-R Accès aux résultats de la grappe seulement. Plusieurs types d'utilisateurs pouvaient consulter les résultats via Interrogation de résultats Labo.	SIL-P Accès aux résultats de la province. Seul le personnel de laboratoire garde accès à SoftLabMic.
---	--

Mention d'appel au rapport

PRESCRIPTEUR **LABO**

SIL-R « Résultat communiqué pour... à... » inscrit au rapport.	SIL-P La mention d'appel n'apparaît pas sur le PDF du rapport. Les traces d'appel sont consignées dans le module de gestion des appels.
--	---

Mention « Traitement local requis » (envois)

ENCODEUR **LABO**

SIL-R Les tests à décanter avant l'envoi à HDL étaient identifiés par la mention « Traitement local requis ».	SIL-P Cette mention n'apparaîtra plus.
---	--

Ce que cela change :

- Consulter le répertoire des analyses pour chaque analyse afin de repérer les tests à traiter avant l'envoi (ex. : décanter < 1 heure).

⚠ Attention : Risque d'oublier une étape de traitement local si on ne consulte pas le répertoire.

Messages d'information à la saisie

ENCODEUR LABO

SIL-R Lors de la saisie des analyses, des messages spécifiques aux analyses peuvent apparaître (ex. : saisir sur une requête à part, formulaire requis, ne pas prélever le vendredi).	SIL-P Certains de ces messages ne seront plus disponibles.
---	--

Ce que cela change :

- Se référer au répertoire des analyses pour les particularités préanalytiques.

⚠ Attention : Risque d'oublier une exigence qui était rappelée par un message; le réflexe de consulter le répertoire des analyses (documentation laboratoire) devient essentiel.

Noms des feuilles de travail

LABO

SIL-R Ex. : TBIO.	SIL-P Nouvelle nomenclature, ex. : 442B2.
-----------------------------	---

Ce que cela change :

- Repères de travail à réapprendre.

Non-conformités (NC) — déclaration

LABO

SIL-R Questions obligatoires : impact, précision et reprise de prélèvement.	SIL-P Questions obligatoires supplémentaires : impact, analyses concernées, précision, reprise de prélèvement, constaté par.
---	--

Non-conformités (NC) — Rapport

PRESCRIPTEUR LABO

SIL-R Analyses annulées avec la mention « Voir NC » en commentaire.	SIL-P Aucun commentaire d'annulation par analyse sur le rapport. Les NC apparaissent dans la déclaration des NC sur la première page du rapport.
---	--

Panel d'aide à la saisie dans SoftWebPlus

PRESCRIPTEUR ENCODEUR LABO

SIL-R Aucun panel d'aide à la saisie dans SoftLab; chaque analyse doit être cherchée une à une dans la barre de recherche. Des bilans sont disponibles dans MédiClinic.	SIL-P Panels d'aide à la saisie disponibles dans SoftWebPlus. Différents onglets : requête régionale et analyses regroupées par thématique clinique. Les bilans disponibles dans MédiClinic ont été reconduits en majorité. Ils ont cependant été harmonisés.
--	---

Ce que cela change :

- Personnel encodeur dans SoftLab : Saisie plus rapide et moins d'erreurs de sélection.
- Personnel encodeur dans MédiClinic : Les analyses incluses dans les bilans sont possiblement différentes et les bilans peuvent avoir changé de nom.

Priorité STAT dans les feuilles de travail

LABO

SIL-R Affichage variable, en rouge.	SIL-P Les cliniques/requêtes STAT s'affichent toujours en premier dans les feuilles de travail (en rouge).
---	--

Rapport Préliminaire vs En attente de révision vs Final

PRESCRIPTEUR LABO

SIL-R Notion variable selon le secteur.	SIL-P Un rapport préliminaire (résultat partiel) est clairement identifié « préliminaire »; la requête reste ouverte. Lorsque les résultats doivent recevoir une approbation professionnelle, le rapport porte la mention « En attente de révision » jusqu'à cette approbation. Un rapport final le remplace automatiquement une fois toutes les analyses complétées et approuvées.
---	---

Rapports partiels par sous-chapitre

PRESCRIPTEUR LABO

SIL-R Un seul rapport final regroupant toutes les analyses.	SIL-P Le rapport est structuré en chapitres et sous-chapitres. Un rapport est émis dès qu'un sous-chapitre est validé. Il n'y a pas de rapport final unique regroupant toute la requête.
---	--

Ce que cela change :

- Vous recevrez plusieurs rapports partiels, chacun correspondant à un sous-chapitre complété.
- Les résultats arrivent en continu, sans attendre l'analyse la plus longue.

Repérage de spécimen

ENCODEUR LABO

SIL-R Repérage : étape de mise en glacière seulement.	SIL-P Ajout d'une étape de ramassage (collecte) au repérage du spécimen.
---	--

Saisie de requête unique

ENCODEUR LABO

SIL-R Certaines analyses doivent être encodées sur une requête individuelle.	SIL-P Une seule saisie dans SoftWebPlus génère automatiquement le bon nombre de requêtes. Pour une même prescription, une seule saisie de requête à effectuer, peu importe les analyses demandées.
--	--

Ce que cela change :

- Diminue la double saisie.
- Le système gère lui-même le nombre de requêtes à générer.

Saisie des prescriptions — arrêt de la fusion d'ordonnances

PRESCRIPTEUR ENCODEUR LABO

SIL-R Plusieurs prescriptions peuvent être fusionnées.	SIL-P Chaque prescription doit être saisie individuellement, sans fusion. La copie conforme reste disponible lorsque spécifié par le prescripteur. Par exemple, un patient pourrait arriver avec 2 ordonnances différentes et 2 FSC devraient être prélevées.
--	---

⚠ Attention : Touche surtout les sites hors centre hospitalier (ex : centre de prélèvements).

Spécification du contenant sur l'étiquette

ENCODEUR LABO

SIL-R Affiche le contenant à utiliser, personnalisé selon le matériel utilisé dans nos établissements.	SIL-P Affiche le principal contenant acceptable.
--	--

Ce que cela change :

- Se référer au répertoire des analyses (Documentation laboratoire) pour les contenants alternatifs acceptables.

Statuts d'analyse au rapport

PRESCRIPTEUR ENCODEUR LABO

SIL-R Statut « En suspens » affiché tant que les résultats ne sont pas disponibles, peu importe le statut des échantillons (+/- prélevés et +/- reçus).	SIL-P Statuts affichés : - Non prélevé et non reçu → « Commandé »; - Prélevé et non reçu → « Prélevé »; - Prélevé et reçu → « Au labo ».
---	--

Ce que cela change :

- Suivi plus précis de l'état de l'échantillon.

Valeurs critiques — Déclenchement

LABO

SIL-R Valeurs critiques gérées par la gestion des appels.	SIL-P Les valeurs critiques sont gérées différemment : - Si résultat validé dans le SIL-P → gestion d'appel immédiate à la validation ; - Si résultat validé dans un intergiciel → gestion d'appel dans le menu Gestion des appels.
---	---

Valeurs critiques — Liste

PRESCRIPTEUR LABO

SIL-R Liste des valeurs critiques différente selon le centre hospitalier.	SIL-P Liste harmonisée pour l'ensemble de la province. Des analyses et des seuils ont été ajoutés, retirés ou modifiés.
---	---

Ce que cela change :

- Certaines valeurs actuellement communiquées ne seront plus appelées.
- Biochimie :
 - Il n'y a plus d'appel pour les troponines positives à l'urgence.
 - Il n'y a plus de valeur critique pour la créatinine.
 - Il n'y a plus de valeur critique pour les antibiotiques.

 **Attention :** Vigilance pour la consultation des résultats.

Visualisation des résultats (hors labo)

PRESCRIPTEUR

SIL-R Consultation des résultats dans le menu « Interrogation des résultats labo » de SoftLab.	SIL-P Consultation des résultats disponible dans SoftWebPlus, code d'accès à la plateforme nécessaire.
---	--

Ce que cela change :

- Prioriser les autres plateformes pour consulter les résultats : Cristal-Net, DPE, MédiClinic.
-

2. Changements par analyse — Biochimie

Amikacine

PRESCRIPTEUR **ENCODEUR** **LABO**

SIL-R Un code général (DOSAM).	SIL-P Deux codes : pic (AMIKP) et creux (AMIKC).
--	--

Amitriptyline

PRESCRIPTEUR **ENCODEUR**

SIL-R Amitriptyline commandable seule (ELAV).	SIL-P Code AMINO : amitriptyline + nortriptyline. La demande d'amitriptyline seule n'est plus possible.
---	---

Ammoniaque

PRESCRIPTEUR **LABO**

SIL-R Valeur critique pour tous les âges.	SIL-P Valeur critique pour les moins de 18 ans seulement.
---	---

Amylase totale et Lipase

PRESCRIPTEUR **ENCODEUR** **LABO**

SIL-R Amylase totale disponible chez les moins de 11 ans; sinon, changée en lipase.	SIL-P L'amylase totale est remplacée par la lipase selon la règle de pertinence (RBS BAM), avec un message au rapport.
---	--

Ce que cela change :

- Aucun impact sur les liquides biologiques.

⚠ Attention : La limite d'âge appliquée dans le SIL-P est 14 ans.

Analyses et groupes retirés (biochimie)

PRESCRIPTEUR **ENCODEUR** **LABO**

SIL-R Analyses ou groupes offerts dans le SIL-R.	SIL-P Retirés ou non reconduits (voir la liste détaillée).
--	--

Ce que cela change :

- ACTH stimulation aux soins intensifs (ACTHS) : Retiré
- Protocole d'hémorragie sur LCR (HEMOR) : Retiré, pourra être ajouté comme bilan dans SoftWebPlus au besoin.
- pH du cordon (GAZCO) : Retiré, saisir GAZCA ou GAZCV, le pH sera inclus.
- Créatinine pré-contraste iodé et post 3 j / 7 j : Retirée, encoder une créatinine.
- Groupe GAM et kappa/lambda (GAMKL) : Retiré, saisir CHLIL et OIMMU séparément; interprétation du groupe GAM retirée.
- Calciurie 2 h (RAT2) et fraction d'excrétion du magnésium (FEM) : Retirées.
- D-lactate : n'est plus possible de le saisir; tube doit être identifié à la main et acheminé avec la requête papier.

Analyses urinaires retirées / regroupées

PRESCRIPTEUR **ENCODEUR** **LABO**

SIL-R Analyses commandables individuellement (Calcium/créatinine 2 h, Protéine urinaire miction PTU, Ratio calcium/créatinine 24 h).	SIL-P Retrait du Calcium/créatinine 2 h. PTU remplacé par PROCR (inclut ratio prot/créat). Ratio calcium/créatinine 24 h désormais inclus d'emblée au calcium urinaire 24 h (n'est plus commandable seul). Libellés : PROCR s'affiche « Protéines; Urine »; le ratio calcium/créatinine pédiatrique s'affiche « Calcium/Créatinine; Urine ».
--	---

ApoB / bilan lipidique

PRESCRIPTEUR **ENCODEUR**

SIL-R Pas de tableau de valeurs.	SIL-P Ajout d'un tableau du Risque cardiovasculaire de Framingham (> 18 ans). Sur la requête régionale, retrait de la case « à jeun 12 h » : la question devient « Patient à jeun 8 h (oui/non) ».
--	---

Ce que cela change :

- Nouvelle règle de calcul du LDL (équation NIH 2020) : non calculé si triglycérides > 9 mmol/L.

AST, ALT et ratio

PRESCRIPTEUR **ENCODEUR** **LABO**

SIL-R Encoder AST directement. FIB-4 : Les analyses sont encodées individuellement (ALT, AST et plaquettes).	SIL-P Si l'AST est demandée seule, elle est annulée et remplacée par l'ALT; l'AST est refaite par réflexe seulement si l'ALT est élevée.
---	--

Ce que cela change :

- Application de l'algorithme de l'INESSS.
- Pour avoir le ratio AST/ALT sans restriction : écrire « Ratio AST/ALT » (code RTAA).

BHCG sérique

PRESCRIPTEUR **LABO**

SIL-R Interprétation positif/négatif. Anciennes valeurs de référence.	SIL-P Ajout d'informations d'interprétation avant/après ménopause. Nouvelles valeurs de référence : - Avant ménopause : 0-5 UI/L - Ménopause/post : 0-10 UI/L - Hommes : 0-5 UI/L.
---	--

Bilan de fer (FER, Transferrine, TIBC, Ferritine)

PRESCRIPTEUR ENCODEUR LABO

SIL-R Fer et transferrine commandables individuellement. TIBC disponible. Bilan martial non disponible en groupe test.	SIL-P Le fer et la transferrine ne sont plus commandables individuellement. La TIBC est remplacée par un calcul (SATFE). Nouveau test BILFE (Bilan du fer) qui inclut fer, transferrine, saturation en fer et ferritine.
--	--

Ce que cela change :

- Le bilan de fer devient un test regroupé (BILFE).

Astuce : Si la ferritine est demandée seule et qu'elle est élevée, un bilan de fer (fer + transferrine) est ajouté automatiquement.

Bilirubine (conjuguée / non conjuguée / néonatale)

PRESCRIPTEUR ENCODEUR LABO

SIL-R Appellations « Bilirubine directe et indirecte ». Valeurs critiques néonatales (3 jours; 4-14 jours). Codes tests : BIL et BILD.	SIL-P Nouvelle appellation : « Bilirubine conjuguée et non conjuguée ». Modification des valeurs critiques néonatales.
--	---

Calcium ionisé mesuré

PRESCRIPTEUR ENCODEUR LABO

SIL-R Message Ca++ non corrigé si pH $\leq 7,20$ ou $\geq 7,60$. Un seul code (CALIM).	SIL-P Message différent lorsque le pH est anormal. 2 codes tests disponibles : CAIVV (tube vert) et CAION (tube jaune) selon l'emplacement de prélèvement. Calcium ionisé post-filtre avec ajout du pH. Retrait d'un message F5 sur volume insuffisant.
--	---

Ce que cela change :

- CAION (extrahospitalier) est prélevé sur tube or et CAIVV (intra-hospitalier) sur tube vert forêt; au besoin, SoftWebPlus effectue la correction automatique du code test en tenant compte de l'emplacement; les tubes de l'externe sont envoyés au laboratoire de l'Hôtel-Dieu de Lévis (IA440).
- Pour les externes, seul le Ca++ corrigé à pH 7,4 est présent sur le rapport.
- Les valeurs de référence sont différentes pour le tube or et le tube vert forêt.

Calcium total

PRESCRIPTEUR LABO

SIL-R Valeur critique basse $\leq 1,75$ mmol/L.	SIL-P Valeur critique basse $\leq 1,60$ mmol/L (alignement provincial, pédiatrie et adulte).
---	--

Ce que cela change :

- Nouveau seuil d'alerte.

Carbamazépine, Digoxine, Lithium, Phénobarbital, Phénytoïne

PRESCRIPTEUR ENCODEUR LABO

SIL-R Aucune information de dose au rapport.	SIL-P Ajout de la date et de l'heure de la dernière dose du médicament sur le rapport.
--	--

Ce que cela change :

- La date, l'heure et la durée de la dose deviennent obligatoires à la saisie (aussi pour la théophylline, la gentamicine, la tobramycine, la vancomycine et le valproate).
- Le message d'interprétation s'affiche à chaque analyse.

⚠ Attention : Lithium : valeur critique modifiée de $\geq 1,50$ mmol/L à > 2 mmol/L.

Carboxyhémoglobine et Méthémoglobine

ENCODEUR LABO

SIL-R Un seul code (CARBO, METHB).	SIL-P Carboxyhémoglobine : codes distincts selon le type de sang (ex. CHBA artériel, CHBV veineux). Méthémoglobine : MHBV
--	--

Ce que cela change :

- Carboxyhémoglobine : déclarée comme MADO selon l'âge et le seuil (0 à 3 semaines et ≥ 10 ; 4 semaines à 17 ans et $\geq 3,5$; 18 ans et plus et ≥ 10). Au SIL-R : tous les âges, > 10 .
- Méthémoglobine : n'est plus effectuée sur sang artériel; commandable seule sur sang veineux FMetHb (MetHb); Sg vei.

CO2 total — retrait

PRESCRIPTEUR ENCODEUR LABO

SIL-R Analyse CO2 total disponible.	SIL-P Le CO2 total est retiré du répertoire.
---	--

Ce que cela change :

- Le CO2 total n'est plus offert; ajuster les habitudes de prescription et d'encodage.
- Si un bilan acido-basique est demandé, encoder un BCV (Bicarbonates; Sg vei) seulement.

Codes d'étiquette différents du code de saisie

ENCODEUR LABO

SIL-R Code de saisie = code sur l'étiquette.	SIL-P Pour certaines analyses, le code inscrit sur l'étiquette diffère du code à saisir : cystine urinaire (saisie CYTUC, étiquette CYTU1); ALPPL (étiquette PAPL1); POSA (étiquette POSAC).
--	--

Astuce : Ces correspondances sont dans les synonymes et à la section 4 du répertoire des analyses.

Codes inversés ou réutilisés : MITOC et PTU

PRESCRIPTEUR ENCODEUR LABO

SIL-R MITOC = panel des maladies mitochondriales. PTU = protéines urinaires.	SIL-P MITOC = anticorps anti-mitochondries. PTU = platine dans l'urine.
---	--

⚠ Attention : Même code, autre analyse : risque d'erreur élevé à l'encodage.

Collecte urinaire 24 h

PRESCRIPTEUR ENCODEUR LABO

SIL-R Heures de collecte non obligatoires (possibilité d'inscrire « non spécifié »). Créatinine urinaire 24 h n'est pas systématiquement effectuée.	SIL-P Date et heure de début et de fin obligatoires; calcul de durée automatique. Créatinine urinaire 24 h incluse et obligatoire pour tous les dosages.
--	---

Ce que cela change :

- Collecte réelle de 22 à 26 h : le résultat par jour est corrigé automatiquement à 24 h théoriques.
- Collecte < 22 h ou > 26 h : résultat en /L seulement (pas de valeur de référence /jour) avec message; annulation possible.
- Pour les envois à l'extérieur : deux étiquettes de prélèvement pour une seule cruche (une pour l'envoi, une pour la créatinine faite localement). Une créatinine urinaire est toujours faite localement pour toute collecte.
- La mention « au labo » accompagne le résultat de volume urinaire même si la cruche n'est pas reçue au laboratoire.
- Envois à l'extérieur avec HCl : un message avertit de ne pas saisir sur la même requête plus d'un contenant d'urine de 24 h différent.

Cortisol 8 h et 16 h

PRESCRIPTEUR **ENCODEUR** **LABO**

SIL-R Un seul test cortisol.	SIL-P Deux codes distincts : cortisol 8 h (CO08) et cortisol 16 h (CO16).
--	---

Cosyntrophine

PRESCRIPTEUR **ENCODEUR** **LABO**

SIL-R Un seul test (ACTHN).	SIL-P Le test devient COSC1. Chez l'enfant de 0 à 24 mois, COSC1 se convertit automatiquement en TESCP (non commandable dans SoftWebPlus); une question sur la dose de cosyntrophine administrée est posée à la saisie.
---------------------------------------	---

Créatinine et DFGe

PRESCRIPTEUR **LABO**

SIL-R Présence de valeurs critiques. Clairance calculée avec poids/taille/surface corporelle disponible.	SIL-P Plus de valeur critique pour la créatinine. Plus de valeur de référence pour la clairance de la créatinine. Seulement la clairance mesurée (CLCRE) est conservée (sans poids/taille/surface (unité mL/min)); retrait de la clairance calculée CCCRE. DFG automatiquement ajouté à la requête avec créatinine si > 18 ans. Formule CKD-EPI 2021 pour le DFG.
---	---

Créatinine urinaire et acide urique urinaire

LABO

SIL-R Unités dans Menu Instrument en $\mu\text{mol/L}$, unités sur le rapport en mmol/L .	SIL-P Les unités du Menu Instrument sont en $\mu\text{mol/L}$ mais le résultat dans Menu Instrument en mmol/L (il y a un facteur de conversion appliqué dans l'interface). Aucun changement sur le rapport.
---	---

Cyclosporine

PRESCRIPTEUR **ENCODEUR** **LABO**

SIL-R Un code (CYCL).	SIL-P Deux codes : cyclosporine creux (CYCLC) et post-dose 2 h (CYC2H).
---------------------------------	---

DHEAS chez l'enfant de moins de 9 ans

LABO

SIL-R Codes DHEAA et DHEEX.	SIL-P À l'enregistrement, DHEAS devient XDHEs (envoi temporaire). Au labo : enregistrer DHEAS dans la même requête, changer le poste de travail de 440B3 à 101B9, puis annuler XDHEs.
---------------------------------------	---

⚠ Attention : Les étapes doivent être faites dans cet ordre, sinon la redirection ne fonctionne pas.

Dialyse (KTV / KRU)

LABO

SIL-R —	SIL-P Le personnel du laboratoire doit réencoder les tests de dialyse dans le système actuel.
-------------------	---

Drogues de rue (dépistage)

PRESCRIPTEUR **LABO**

SIL-R Aspect requis. Un seul tube conique (bandelette + plaquette).	SIL-P L'aspect n'apparaît plus au rapport. Un tube conique (bandelette) et un tube transparent (plaquette). Il n'y a plus mention de MDMA sur le rapport.
--	---

Électrophorèse des protéines (EPS)

LABO

SIL-R Codes EPS et IF. Liste de travail créée dans le SIL. Édition des résultats et courbe possibles dans le SIL.	SIL-P Code ELEM. À la saisie, encoder ELEM pour toute demande d'électrophorèse ou d'immunofixation : le biochimiste ajoute l'immunofixation, au besoin. Plus de liste de travail à créer dans le SIL. L'exportation des résultats est faite par le biochimiste (mode validation). Plus d'édition des résultats dans le SIL; plus de courbe au rapport; les fractions ne sont plus rapportables; les interprétations sont en minuscules. Phoresys pour le personnel de laboratoire : les bêta 1 et bêta 2 sont maintenant quantifiées de façon distincte; la case INT1 est réservée au biochimiste (déclenche l'immunofixation); l'interprétation s'inscrit en INT2 avec le nom du biochimiste; le gel d'immunofixation est numérisé dans Hydragel IF / Bence Jones.
---	---

Électrophorèse des protéines urinaires (Bence Jones)

LABO

SIL-R Code EPU. Édition des résultats dans le SIL.	SIL-P Code ELEU. Interprétations en minuscules; plus d'édition dans le SIL. Phoresys : toujours inscrire en INT1 « Voir immunofixation urinaire pour interprétation... » avec le nom du biochimiste; l'interprétation se fait en INT2 et l'exportation par le biochimiste (mode validation).
---	--

Épreuves d'hyperglycémie provoquée

PRESCRIPTEUR **ENCODEUR** **LABO**

SIL-R Libellé « Hyperglycémie provoquée orale ».	SIL-P Libellé « Tolérance au glucose ».
--	---

Éthanol

PRESCRIPTEUR **LABO**

SIL-R Pas de valeur critique pédiatrique.	SIL-P Ajout de valeurs critiques pédiatriques (≥ 11 : 0-13 ans; ≥ 22 : 14-17 ans).
---	---

Ferritine

PRESCRIPTEUR **LABO**

SIL-R Unités ng/mL.	SIL-P Unités $\mu\text{g/L}$ (valeur numérique équivalente). Ferritine élevée déclenche un bilan de fer.
-------------------------------	--

Folate / acide folique

PRESCRIPTEUR **ENCODEUR** **LABO**

SIL-R Mention de renseignement clinique sur la requête régionale.	SIL-P Un renseignement clinique est requis (INESSS); sinon annulation automatique. Les renseignements cliniques sont demandés systématiquement lors de la saisie de l'analyse dans SoftWebPlus (question obligatoire).
---	--

Ce que cela change :

- Toujours indiquer l'indication clinique.

Fraction d'excrétion (sodium, urée, magnésium)

PRESCRIPTEUR ENCODEUR LABO

SIL-R Fraction d'excrétion du sodium (%), de l'urée et du magnésium disponibles.	SIL-P Fraction d'excrétion du sodium (ELUF) faite localement, résultat en décimale (au lieu de %), valeurs de référence modifiées. Fraction d'excrétion de l'urée et du magnésium retirées.
--	--

Gaz EBMD vs laboratoire

ENCODEUR LABO

SIL-R —	SIL-P Les noms des gaz de laboratoire et des gaz EBMD sont identiques, ce qui peut entraîner des erreurs d'encodage (situation à corriger après la mise en production). Les gaz EBMD (ex. GCSAB, GAVSB) portent la mention « Pour EBMD » sur l'étiquette. Un message s'affiche dans SoftWebPlus chaque fois que les tests GAVSB et GCSAB sont saisis : Appel à la vigilance. Codes tests des gaz sanguins à destination du laboratoire : GAACO, GACCO, GAVCO, GAMCO.
-------------------	---

Ce que cela change :

- Encodeur : Appel à la vigilance lors de la demande de gaz sanguins veineux (seringue) ou artériels à destination du laboratoire. Si la mention « Pour EBMD » est inscrite sur l'étiquette, la mauvaise analyse a été saisie.
- Labo : Si un spécimen EBMD est reçu au laboratoire, annuler le test et demander le bon test de gaz de laboratoire (GAACO, GACCO, GAVCO, GAMCO).

Gaz sanguins

PRESCRIPTEUR ENCODEUR LABO

SIL-R Le bilan de pouponnière avait un code unique. Gaz veineux avec pO2 disponible aux soins intensifs.	SIL-P Le bilan de pouponnière s'encode via le code du gaz capillaire (GACCO). La pO2 veineuse est ajoutée automatiquement pour certaines unités critiques.
--	--

Ce que cela change :

- Des paramètres d'oxygénation sont demandés à la saisie dans SoftWebPlus.
- La saturation O2 fractionnelle remplace la saturation fonctionnelle.

Gentamicine, Tobramycine, Vancomycine (dosage d'antibiotiques)

PRESCRIPTEUR LABO

SIL-R Analyses dans le chapitre de microbiologie. Message « Résultat critique » au rapport. Dose reçue (mg) et intervalles affichés.	SIL-P Analyses déplacées dans le chapitre de biochimie (dosage d'antibiotiques). Plus de valeur critique ni de message « Résultat critique ». Retrait de la dose reçue et de l'intervalle. Ajout date/heure de la dernière dose (Vancomycine).
--	--

Ce que cela change :

- Plus d'alerte de valeur critique pour ces antibiotiques.

Glucose — codes GLU / GLUJ

PRESCRIPTEUR ENCODEUR LABO

SIL-R GLU = glucose À JEUN. GLUAU = glucose autre (non à jeun).	SIL-P GLU = glucose NON à jeun. Le libellé devient « Glucose » (plus de mention « non à jeun »). GLUJ = glucose à jeun.
--	--

Ce que cela change :

- Le sens du code GLU est inversé par rapport au SIL-R.

⚠ Attention : Risque d'erreur élevé : GLU ne veut plus dire « à jeun ». Vigilance maximale à l'encodage.

HCG homme (oncologie)

ENCODEUR LABO

SIL-R Code BHCEX.	SIL-P Un seul code d'analyse disponible à l'encodage : HCGQT (hcg quantitatif). Règle automatique à l'encodage qui modifie le test au besoin. Pour les sites associés, seul HCGQT est disponible.
-----------------------------	---

HCG urinaire

PRESCRIPTEUR ENCODEUR LABO

SIL-R Libellé « B-HCG urinaire ».	SIL-P Libellé « HCG sous-unité bêta; Ur » (code HCBU).
---	--

⚠ Attention : Un résultat positif en chirurgie d'un jour déclenche une valeur panique.

Hémochromatose (HFE)

PRESCRIPTEUR ENCODEUR

SIL-R Deux codes (C282Y, H63D).	SIL-P Un seul code, HFE, avec un algorithme pour choisir : C282Y (H63D si pertinent); C282Y + H63D; H63D seulement.
---	---

Hormone de croissance (HGH)

PRESCRIPTEUR ENCODEUR LABO

SIL-R Code HGHE.	SIL-P Code HGH. Un glucose est déclenché automatiquement à l'encodage.
----------------------------	--

Immunofixation des protéines

PRESCRIPTEUR ENCODEUR LABO

SIL-R Immunofixation commandable (code IF).	SIL-P L'immunofixation (IMFIX) n'est pas commandable dans SoftWebPlus. Encoder ELEM : il n'y a pas de distinction à faire entre EPS et immunofixation à la saisie : elle est toujours ajoutée au besoin par le biochimiste.
---	---

Insuline

PRESCRIPTEUR ENCODEUR LABO

SIL-R Pas de question sur le jeûne.	SIL-P Ajout d'une question sur le jeûne à l'encodage.
--	--

Liquides biologiques

PRESCRIPTEUR ENCODEUR LABO

SIL-R Groupes multiples.	SIL-P On conserve les critères de Light pour le liquide pleural et le gradient d'albumine pour le liquide péritonéal (anciennement « liquide d'ascite »). Codes uniques pour le liquide pleural et le liquide péritonéal; les autres liquides partagent un code « Liquide biologique » avec choix du type et du site. Ajout Lipase, Triglycérides et Facteur rhumatoïde.
-----------------------------	---

Ce que cela change :

- Retirés : ratio et gradient du liquide péricardique; bilan de gaz sur liquide.

Macroprolactine

PRESCRIPTEUR ENCODEUR LABO

SIL-R Codes MACPR et PROL.	SIL-P Macroprolactine n'est pas disponible dans SoftWebPlus : Identifier le tube à la main et acheminer au laboratoire avec une requête papier ou une copie de la prescription. MAPRO encodable au laboratoire : La prolactine est déclenchée en même temps. L'étiquette affiche PROL1 et PROL4.
-------------------------------	--

Microscopie urinaire

PRESCRIPTEUR LABO

SIL-R Seuil quantitatif pour analyser l'urine en lumière polarisée. Obligation de déclencher une microscopie via l'ajout d'un test dans la Saisie de requête. Commentaires sous-réserve à éditer manuellement. Si microscopie manuelle requise, vérifier la microscopie automatisée et compléter avec la microscopie manuelle.	SIL-P Changement des claviers de saisie pour la quantification des éléments urinaires. Seuil qualitatif pour analyser l'urine en lumière polarisée. Possibilité de déclencher manuellement une microscopie via la feuille de travail. Commentaires sous-réserve préétablis. Si microscopie manuelle requise, effectuer la microscopie manuelle complète. Les résultats de la microscopie manuelle remplacent ceux de la microscopie automatisée au rapport.
--	---

⚠ Attention : quand la microscopie manuelle est en attente, le rapport préliminaire affiche « Examen microscopique : rapport en attente ».

P50

LABO

SIL-R Code P50V.	SIL-P Code P50AC.
----------------------------	-----------------------------

Ce que cela change :

- Le technologiste inscrit en commentaire le résultat de saturation fractionnelle et le résultat de pO2.

Phosphate (ancien Phosphore)

PRESCRIPTEUR **ENCODEUR** **LABO**

SIL-R Nom « Phosphore ».	SIL-P Nom « Phosphate ». Ajout d'une valeur critique < 18 ans.
------------------------------------	--

Potassium

PRESCRIPTEUR **LABO**

SIL-R Valeurs critiques pédiatriques par tranche d'âge.	SIL-P Valeur critique haute > 6,5 et basse < 2,8 pour toute la clientèle < 18 ans.
---	--

Protéines (ancien Protéines totales)

PRESCRIPTEUR **ENCODEUR** **LABO**

SIL-R Nom « Protéines totales ».	SIL-P Nom « Protéines ».
--	------------------------------------

Salicylates (ancien Acide acétylsalicylique)

PRESCRIPTEUR **ENCODEUR** **LABO**

SIL-R Nom « Acide acétylsalicylique ».	SIL-P Nom « Salicylates ».
--	--------------------------------------

Sommaire urinaire

PRESCRIPTEUR **LABO**

SIL-R Format des résultats (ex. : négatif / normal, positif, g/L, mmol/L, µmol/L, trace, faible, moyen, fort). Couleurs : incolore, jaune, jaune foncé, orange, rouge, brun. Annulation automatique des résultats de la bandelette pour rouge, brun et orange. Aspect : choix « présence macroscopique de sang » possible. Pour le site associé : validation manuelle pour toutes les urines.	SIL-P Changement du format des résultats, absence d'unité de mesure (ex. : négatif, positif, trace, 1+, 2+, 3+, 4+). Nouvelle charte de couleurs : citrin, incolore, ambrée, rouge, brun, orange, vert, interférence par la couleur. Annulation automatique des résultats de la bandelette pour rouge, brun et interférence par la couleur. Nouvelle charte d'aspects : limpide, légèrement trouble, trouble. Pour les sites associés : validation automatique, sauf pour les urines déclenchant une microscopie.
--	--

Troponine I et T

PRESCRIPTEUR **ENCODEUR** **LABO**

SIL-R Troponine I et T selon le site.	SIL-P Dans SoftWebPlus, seule la Troponine I (ITROP) est commandable. Une règle transforme automatiquement la Troponine I en Troponine T (TTROP) pour Beauce, Montmagny et Thetford Mines. La TTROP est encodable au laboratoire dans SoftLabMic.
---	---

Ce que cela change :

- En cas d'anticorps hétérophiles, une requête papier est requise.
- Si le prescripteur souhaite une troponine spécifique, veuillez appeler au laboratoire.

Trou anionique

PRESCRIPTEUR **ENCODEUR** **LABO**

SIL-R Calcul non automatique.	SIL-P Quand des électrolytes (Na, K, Cl) et un bicarbonate (ou un gaz veineux) sont demandés séparément, le calcul du trou anionique s'ajoute automatiquement.
---	--

Urate (ancien Acide urique)

PRESCRIPTEUR **ENCODEUR** **LABO**

SIL-R Nom « Acide urique ».	SIL-P Nom « Urate » (code URATE, sérique). Urate urinaire en mmol/L.
---------------------------------------	--

Ce que cela change :

- Même signification (dosage de la totalité des urates).

Urée (ancien Azote)

PRESCRIPTEUR **ENCODEUR** **LABO**

SIL-R Nom « Azote ».	SIL-P Nom « Urée ».
--------------------------------	-------------------------------

Urines — codes miction et 24 h

ENCODEUR **LABO**

SIL-R Un seul code par analyte urinaire; pour le calcium urinaire, inscrire un volume ou un point (24 h ou miction).	SIL-P Deux codes distincts : un pour la miction, un pour la collecte de 24 h (ex. MGU miction, MAGUC 24 h). Plus de point ni de volume à inscrire pour distinguer les deux.
--	---

Urines (miction) — étiquettes et aliquots

LABO

SIL-R Étiquette primaire sur le pot ou le tube, puis étiquettes d'aliquots UD1, UD2, UD3 (ou US1-2-3).	SIL-P Sur l'étiquette primaire, un « ; » devant le test signifie qu'un aliquot est requis pour l'analyse (analytes avec préservatif HCl / NaOH). Les analytes sans préservatif n'ont pas besoin d'aliquot.
--	--

Ce que cela change :

- Étiquettes : étiquette primaire de collecte (« ne pas envoyer au labo ») et tube transparent. Après la réception : aucun aliquot s'il n'y a pas d'additif; sinon, étiquettes ALIQ HCL et/ou ALIQ NAOH.

⚠ Attention : Lorsqu'un tube transparent nécessite un aliquot et que le tube primaire a déjà été mis sur la chaîne, la requête passe en exception : imprimer la ou les étiquettes nécessaires, coller les étiquettes appropriées et traiter l'échantillon (HCL ou NaOH).

Valproate (ancien Acide valproïque)

PRESCRIPTEUR **ENCODEUR** **LABO**

SIL-R Nom « Acide valproïque ».	SIL-P Nom « Valproate » (code VALPT). Ajout de la date et de l'heure de la dernière dose du médicament sur le rapport.
---	--

Vitamine B12

PRESCRIPTEUR **ENCODEUR** **LABO**

SIL-R Aucune question à l'encodage.	SIL-P Un renseignement clinique (indication) est requis lors de la saisie dans SoftWebPlus (règle INESSS). Sans renseignement, la demande est automatiquement annulée avec un message.
---	--

Ce que cela change :

- Toujours indiquer l'indication clinique pour éviter l'annulation.

3. Changements par analyse — Hématologie et coagulation

ANA (AAN) — nomenclature

PRESCRIPTEUR **LABO**

SIL-R « ANA »	SIL-P Chapitre ANTICORPS ANTI-NUCLÉAIRE PAR FLUORESCENCE « Nucléaire, Ac » (ANA) résultat positif/négatif suivi de l'interprétation du/des patrons ANA avec titre. La nomenclature des patrons ICAP est utilisée.
-------------------------	--

Analyses retirées (hématologie)

PRESCRIPTEUR **ENCODEUR** **LABO**

SIL-R Analyses offertes dans le SIL-R.	SIL-P Retirées du SIL-P : • Dépistage Coagulation (DEPC) • Recherche des corps de Heinz • Recherche de cellules de Sézary • Plaquettes héparine
--	---

ANCA (unités et confirmation immunofluorescence)

PRESCRIPTEUR **ENCODEUR** **LABO**

SIL-R ANCA (MPO/PR3) en UC. Analyse en immunofluorescence envoyée par le labo sur demande du clinicien.	SIL-P MPO/PR3 valeurs de référence en UI/mL. Les échantillons ne sont plus conservés pour envoyer au CHU de Québec pour analyse en immunofluorescence. Les prescripteurs doivent demander IANCA pour avoir l'analyse des ANCA en immunofluorescence.
--	---

anti-ENA — nomenclature

PRESCRIPTEUR **LABO**

SIL-R « anti-ENA ».	SIL-P « Nucléaire soluble, Ac » (anti-ENA). Nouvelle grille d'interprétation des anti-ENA (HDL) : Négatif < 14 UC; Équivoque 14 à 26 UC; Positif > 26 UC. Codes mis à jour (ex. DAENA devient ENA2).
-------------------------------	--

Anti-transglutaminase

PRESCRIPTEUR **LABO**

SIL-R Interprétation des résultats Négatif < 20. Positif ≥ 20	SIL-P Interprétation des résultats : Négatif < 15 UC Équivoque 15 à 30 UC Positif > 30 UC
---	--

Anti-Xa (HBPM et non fractionnée)

ENCODEUR LABO

SIL-R Codes XA1, XA2, XA3, XA6 avec messages de zone thérapeutique. Anti-Xa post-filtre HEPPF.	SIL-P Pour encoder, utiliser le code DOSAN et sélectionner l'anticoagulant. Zones thérapeutiques combinées pour HBPM. Anti-Xa post-filtre HNFPE, disponible à tous dans SoftWebPlus.
--	--

⚠ Attention : Attention à ne pas commander l'anti-Xa post-filtre (HNFPE) par erreur à la place de l'héparine non fractionnée (HEPNF).

Anticardiolipines

PRESCRIPTEUR LABO

SIL-R Interprétation incluant les équivalences « > 95 UC = 40 GPL » et « > 30 UC = 40 MPL ».	SIL-P Ces lignes d'équivalence sont retirées de l'interprétation.
--	---

Anticorps anti-membrane basale cutanée et anti-substance intercellulaire

PRESCRIPTEUR ENCODEUR

SIL-R Deux codes (ASUBS, AMBC).	SIL-P Les 2 analyses sont demandées ensemble : un seul code, ANTIG, pour les deux analyses.
---	---

Antithrombine III (unités)

PRESCRIPTEUR LABO

SIL-R AT III en UI/mL.	SIL-P AT III en %.
----------------------------------	------------------------------

Chaînes légères kappa / lambda

PRESCRIPTEUR LABO

SIL-R Ratio rapporté > ou < si le résultat de CLL kappa ou lambda est en dessous de la limite de linéarité	SIL-P Ratio non calculé si le résultat de CLL kappa ou lambda est sous la limite de linéarité. Valeurs de référence non validées pour la population pédiatrique.
--	---

Cytométrie de flux (Immuno-Cytométrie)

PRESCRIPTEUR ENCODEUR LABO

SIL-R 2 codes (CFLUX / CFLUS). Valeurs relatives en décimale (ex. CD4 = 0,40).	SIL-P « Immuno-Cytométrie », un seul code (CFLUF). Valeurs relatives en pourcentage (ex. CD4 = 40 %). Un mnémonique avec question pour la nature du prélèvement.
--	--

Cytométrie de flux — saisie et interprétation

LABO

SIL-R Codes de tests générés automatiquement par l'investigation. Doubles marqueurs en texte libre (A2MAR). Aucun code pour les chaînes légères intracellulaires. Aucune révision technique. Interprétation retranscrite par le personnel administratif ou de laboratoire.	SIL-P Codes de tests par tube à ajouter manuellement (clavier de requête, onglet Cytométrie). Un code par double marqueur et nouveau code C19KL. Révision technique par le ou la responsable de l'analyse. Interprétation saisie exclusivement par le médecin.
--	---

Ce que cela change :

- Saisie manuelle des groupes de tests par tube et des doubles marqueurs.
- Acheminer le rapport au ou à la responsable de l'analyse avant le professionnel de garde.

D-dimères

PRESCRIPTEUR **LABO**

SIL-R Résultat positif/négatif avec valeur numérique.	SIL-P Résultat numérique au rapport seulement. Retrait du positif/négatif.
---	--

Dabigatran (PRADA)

PRESCRIPTEUR **ENCODEUR** **LABO**

SIL-R Groupe PRADA incluant Dabigatran, Quick, TCA, FIB, CREA/DFGE, TT et HB-HT.	SIL-P Le groupe (code DAB11) inclut Dabigatran, PT, PTT, TT.
--	--

Décompte de LCR – Protocole Hémorragie (HEMOR)

PRESCRIPTEUR **ENCODEUR** **LABO**

SIL-R Protocole hémorragie (HEMOR) incluant 2 décomptes cellulaires d'emblée au rapport (tube #1 et tube #3).	SIL-P Ce protocole n'existe plus. 1 seul décompte inclus au rapport d'hématologie (CYNLC); ajout d'un 2e au besoin (CY1LC). Si 2 décomptes de LCR sont nécessaires : faire 2 requêtes distinctes.
---	---

Différentielle des liquides biologiques

PRESCRIPTEUR **LABO**

SIL-R Différentielle en valeur relative seulement.	SIL-P Différentielle avec valeurs relatives et absolues. Changement de nomenclature : • « Polynucléaires » devient « granulocytes ».
--	---

Érythroblastes

PRESCRIPTEUR **LABO**

SIL-R Érythroblastes	SIL-P Changement de nomenclature : GR nucléés.
--------------------------------	--

Fer médullaire (Bleu de Prusse) — sidéroblastes

PRESCRIPTEUR **LABO**

SIL-R Sidéroblastes types 1, 2, 3.	SIL-P Sidéroblastes types 1 et 2 = normaux; type 3 = en couronne. Type 1 (< 5 grains); type 2 (> 5 grains).
--	---

Frottis malaria

PRESCRIPTEUR **LABO**

SIL-R Code MAFRO.	SIL-P Codes FSMAL, MALFM et MPARA; la parasitémie se documente différemment.
-----------------------------	--

FSC — Unités

PRESCRIPTEUR **LABO**

SIL-R Blastes en ratio et valeur absolue 10 ⁹ /L. Hématocrite L/L.	SIL-P Blastes/GB (Blastes/100 GB) sans unité et en 10 ⁹ /L. Hématocrite : aucune unité.
--	---

HB-HT devient « FS »

PRESCRIPTEUR **ENCODEUR** **LABO**

SIL-R Nom « HB-HT ».	SIL-P Nom « FS » au rapport.
--------------------------------	--

LLC connue

LABO

SIL-R LLC connue inscrite en OSE.	SIL-P LLC connue à inscrire en commentaire patient (n'apparaît pas au rapport).
---	---

Moelle — interprétation et sections

LABO

SIL-R Interprétation retranscrite par le personnel administratif ou de laboratoire.	SIL-P L'entrée de l'interprétation est réservée au médecin (accès par numéro de pratique). Sections du rapport modifiées (cellularité, mégacaryocytes, différentiel, interprétation).
---	---

PFA (fonction plaquettaire)

ENCODEUR **LABO**

SIL-R 2 codes (PFA2 routine, PFA4 oncologie). Commentaire « ne pas torpiller » à l'encodage.	SIL-P Un seul code et l'analyse est réalisée avec les 2 cartouches, ADP et EPI, dans tous les cas. Plus de commentaire à l'encodage, mais mention sur l'étiquette « Col. Rose - Ne pas torpiller ».
---	---

Protéine C et protéine S

PRESCRIPTEUR **ENCODEUR** **LABO**

SIL-R Un code pour les 2 analyses (HPRCS).	SIL-P Deux codes distincts doivent être utilisés : PROC et PROS.
--	---

Recherche de Corps d'Howell-Joly

PRESCRIPTEUR **ENCODEUR** **LABO**

SIL-R Aucun test disponible.	SIL-P Utiliser le code CHJO.
--	--

TCA

PRESCRIPTEUR **ENCODEUR** **LABO**

SIL-R TCA	SIL-P Changement de nomenclature : PTT.
---------------------	---

Temps de Quick (Prothrombine)

PRESCRIPTEUR **ENCODEUR** **LABO**

SIL-R Temps de Quick avec résultat en RNI seulement.	SIL-P Changement de nomenclature : Temps de prothrombine avec résultats en RNI et secondes.
--	--

Usager sous traitement (UST)

PRESCRIPTEUR **ENCODEUR** **LABO**

SIL-R Code TRAIT.	SIL-P Code UST. Ce code est important pour la gestion des règles lors de l'analyse de la FSC des patients sous chimiothérapie.
-----------------------------	--

Valeurs critiques — hématologie et coagulation

PRESCRIPTEUR **LABO**

SIL-R Valeurs critiques : Fibrinogène < 0,80 INR : < 18 ans : ≥ 5,0 et ≥ 18 ans : > 5,0 Neutrophiles : < 18 ans : ≤ 0,5 et ≥ 18 ans : < 0,5 Hémoglobine : ≤ 1 jour : ≤100; 2 à 29 jours : ≤85; ≥ 30 jours et < 18 ans : ≤70; ≥ 18 ans : <60 Hémoglobine : ≤ 1 jour : ≥225; 2 à 29 jours : ≥220; ≥ 30 jours et < 18 ans : ≥200; ≥ 18 ans : s.o.	SIL-P Valeurs critiques : Fibrinogène : retrait de la valeur critique INR : Tous > 5,0 Neutrophiles : Tous < 0,5 Hémoglobine : ≤ 1 jour : <100 ; 2 à 29 jours : <85; ≥ 30 jours et < 18 ans : <70; ≥ 18 ans : < 60 Hémoglobine : ≤ 1 jour : >225; 2 à 29 jours : >220; ≥ 30 jours et < 18 ans : >200; ≥ 18 ans : s.o. Les autres valeurs critiques restent les mêmes que dans le SIL-R.
---	--

Vitesse de sédimentation

PRESCRIPTEUR **ENCODEUR** **LABO**

SIL-R Analyse réalisée à la demande des prescripteurs.	SIL-P Les règles de pertinence de l'INESSS s'appliquent à tous les prescripteurs, sauf aux hématologues, immunologues, internistes et rhumatologues. La présence de renseignements cliniques pertinents est obligatoire (artérite temporale, arthrite inflammatoire, Hodgkin, myélome, ostéomyélite chronique, polymyalgia rheumatica). Sans renseignements cliniques pertinents, la vitesse de sédimentation est annulée et remplacée par une CRP.
--	---

4. Changements par analyse — Microbiologie et sérologie

Affichage des analyses SoftMic dans Cristal-Net

PRESCRIPTEUR

SIL-R —	SIL-P Les analyses ajoutées par procédure s'affichent dans Cristal-Net comme si elles faisaient partie de la culture principale.
------------	--

⚠ Attention : Une communication aux utilisateurs de Cristal-Net est demandée par les infectiologues.

Ajout de tests - microbiologie

LABO

SIL-R Ajout de culture spécifique sur un test se fait par ajout de commentaire SR Micro	SIL-P Chaque ajout de culture spécifique est un code test distinct (CACTI, NOCA, LEV, etc)
--	--

Antibiotique - panels

LABO

SIL-R Nos panels kb et cmi sont directement disponibles dans l'onglet ID panel	SIL-P Tous les panels de la province sont listés, ceux de notre grappe débutent par ii
---	--

Antigène HBs (HBSAG)

PRESCRIPTEUR ENCODEUR LABO

SIL-R Question sur la vaccination à la saisie.	SIL-P La question sur la vaccination est retirée. Un anti-HBc total est ajouté automatiquement si l'HBsAg est réactif.
---	--

CMV IgG et Toxo IgG

PRESCRIPTEUR LABO

SIL-R Résultat qualitatif.	SIL-P Ajout d'une valeur numérique rapportable.
-------------------------------	---

Communication entre SoftLab et SoftMic

LABO

SIL-R —	SIL-P Les tests SoftMic associés à un résultat obtenu dans SoftLab sont déclenchés automatiquement selon des algorithmes.
------------	---

Culture d'urines - étiquettes

ENCODEUR LABO

SIL-R 1 seule étiquette de spécimen	SIL-P 2 étiquettes: une pour le pot bleu qui n'est pas envoyé au labo et une pour le tube gris acheminé au labo
---	---

Envois de confirmation au LSPQ — automatiques

LABO

SIL-R Envoi manuel; vérification du rapport du LSPQ à chaque fois.	SIL-P Les envois de confirmation ou de génotypage au LSPQ sont déclenchés automatiquement selon un algorithme : syphilis, VIH, antigène HBs, hépatite A (génotypage), toxoplasmose IgM chez la femme enceinte.
--	--

Ce que cela change :

- Des codes JDSxx inscrits au commentaire patient bloquent les envois répétés chez un patient connu réactif.
- Syphilis : chez un patient connu et confirmé réactif (> 18 mois), la demande est annulée (message « Non effectué... ») et un RPR est ajouté.
- Toxoplasmose : à la saisie, question « Enceinte? » (oui / non / inconnu) chez la femme de 12 à 60 ans; l'envoi au LSPQ se fait seulement si « oui » et IgM réactive ou équivoque.

⚠ Attention : Anti-VHC : le LSPQ ne fait plus la confirmation depuis le 1er avril 2026.

Astuce : Des feuilles de travail dédiées existent pour ces envois (ex. 440E8 micro, 440E9 hépatite).

H. pylori dans les selles

ENCODEUR LABO

SIL-R Code HPSEL.	SIL-P Code HPYLG.
-----------------------------	-----------------------------

Astuce : Dans la recherche, taper « pylori » (l'analyse ne sort pas avec « hélic » ou « hélico »).

Hémocultures

LABO

SIL-R 2 ou 3 tests (HEMO, BOUFA, BOUAN ou BOUPE)	SIL-P un seul test: HC
--	----------------------------------

Hépatite C (AVHCT)

ENCODEUR LABO

SIL-R Code HEPC.	SIL-P L'hépatite C est seule sur son tube. Une charge virale (HCARN) est déclenchée automatiquement si le résultat est positif.
----------------------------	---

⚠ Attention : Si la charge virale est déclenchée, scanner le prélèvement (prélevé / reçu avec l'heure réelle), sinon il est annulé automatiquement après 10 jours.

Liquide intra-articulaire - culture

PRESCRIPTEUR ENCODEUR LABO

SIL-R Un seul code source pour liquides intra-articulaires	SIL-P 2 codes sources disponibles: Liquide synovial et Liquide synovial (prothèse)-à utiliser si présence de prothèse ou autre matériel orthopédique
--	--

MADO — déclaration

PRESCRIPTEUR LABO

SIL-R Processus variable.	SIL-P Rapport instantané des MADO à la santé publique. Algorithmes de déclenchement (ex. RPR : MADO selon le titre et l'historique). Le laboratoire qui analyse et valide fait la déclaration.
-------------------------------------	---

Malaria

ENCODEUR LABO

SIL-R Code TMALA.	SIL-P Code PLFAL et nouveau nom de test : « Plasmodium sp. ; détection TAAN »
-----------------------------	---

Astuce : Utiliser le terme « Plasmodium » plutôt que « Malaria » pour trouver le code dans SoftWebPlus.

Monotest, Antistreptolysine — libellés

ENCODEUR LABO

SIL-R « Monotest »; « Antistreptolysine O ».	SIL-P « Ac hétérophile (Mono); LA »; « Streptolys O, Ac; LA ».
--	--

Mycose - champignon

PRESCRIPTEUR ENCODEUR LABO

SIL-R 2 tests disponibles: mycose superficielle et mycose profonde	SIL-P Un seul test CMYCO, le site est précisé au code source
--	--

Non-conformités SoftLab vs SoftMic

LABO

SIL-R Culture bactérienne (SoftMic) non conformités en SoftMic	SIL-P Si culture non effectuée: annuler en SoftLab (NC...). Si culture effectuée: ajout de non-conformité en SoftMic (NM...)
--	---

PCR devient TAAN

PRESCRIPTEUR ENCODEUR LABO

SIL-R « PCR » dans le SIL-R.	SIL-P Toutes les nomenclatures « PCR » deviennent « TAAN ».
--	---

Polyomavirus BK / JC

PRESCRIPTEUR **ENCODEUR**

SIL-R Trois codes selon le spécimen (BKSCR, BKUCR, BKLCR).	SIL-P Un seul code, BKJC, quel que soit le spécimen; le spécimen est sélectionné ensuite.
--	---

Recherche de parasites dans les selles

PRESCRIPTEUR **ENCODEUR** **LABO**

SIL-R Méthode selon le contexte, sans information au formulaire.	SIL-P Des informations ont été ajoutées au formulaire de requête pour guider le choix du test. L'absence de cette information mène à l'annulation avec message.
--	---

Regroupement micro + laboratoire général

ENCODEUR **LABO**

SIL-R Requêtes séparées.	SIL-P Il est désormais normal que certains examens de microbiologie (culture d'urine, gorge, SARM, ERV...) soient regroupés sur une même requête que des analyses de laboratoire général. SoftWebPlus gère le nombre de requêtes à générer.
------------------------------------	---

Ce que cela change :

- Éviter le questionnement inutile : ce comportement est attendu.

Sérologie hépatite — nomenclature du résultat

PRESCRIPTEUR **LABO**

SIL-R « NÉGATIF » / « POSITIF ».	SIL-P « Non réactif » / « Réactif ». Ajout d'une mention anormale à côté d'un résultat Détecté ou Réactif.
--	--

Sérologie (herpès, VZV, parvovirus, etc.) — codes et messages

LABO

SIL-R Codes HSVG, VZVG, GPARV/MPARV, etc. Message de trousse.	SIL-P Nouveaux codes (HS12G, PARVG/PARVM...). Plus besoin de message de trousse; résultat (positif/négatif/équivoque) généré en validant dans le SIL. Duplicata auto-imprimé si résultat équivoque. Message ajouté pour l'enfant < 18 mois (anticorps maternels).
--	---

Ce que cela change :

- Le même commentaire (anticorps maternels, enfant de moins de 18 mois) s'ajoute aussi pour le VIH et la syphilis EIA; pour le RPR, il s'applique aux enfants de moins de 6 mois.

TAAN LCR (méningite)

LABO

SIL-R Envoi au LSPQ après la culture.	SIL-P Envoi au LSPQ d'emblée, même si la culture n'est pas terminée. Envoi pour Listeria sans impression d'étiquette; les autres envois impriment une étiquette.
---	--

TAAN multiplex respiratoire

ENCODEUR LABO

SIL-R Code MULVR.	SIL-P Code PARDR. Un champ #TRU apparaît : inscrire N/A (utile seulement pour COVID et INABV faits en PSL; le #TRU est fourni par Clic Santé).
-----------------------------	--

TAAN selles

LABO

SIL-R Code général COSPE pour les cultures.	SIL-P Les cultures spécifiques se déclenchent avec leurs propres codes.
---	---

Test Voies génitales/femme

PRESCRIPTEUR ENCODEUR LABO

SIL-R Plusieurs sources disponibles	SIL-P Ce test existe encore mais exclusivement pour Endocol sans mention d'endométrite Test CIMPL: Stérilet Test PUPRA: endomètre, glandes de Bartholin, lochies Test PUSP: urètre, vulve, méat urinaire, vagin épisiotomie Test LIQBI: liquide amniotique
---	--

Test Voies génitales/homme

PRESCRIPTEUR ENCODEUR LABO

SIL-R Plusieurs sources disponibles	SIL-P Ce test n'existe plus. Test PUPRA:Épididyme, testicules Test PUSP: urètre, méat urinaire, gland, pénis Test LIQBI: liquide prostatique, liquide spermatique
---	--

Tests dans Synapsys - microbiologie

LABO

SIL-R Le spécimen est travaillé avec son numéro de requête dans Synapsys	SIL-P Le spécimen est travaillé avec son numéro de spécimen (inscrit dans la feuille de travail « code à barre de spécimen ») dans Synapsys
--	---

Vagin - Gram

ENCODEUR LABO

SIL-R Renseignements cliniques justifiant la culture sont inscrits dans commentaire Micro	SIL-P Les renseignements cliniques sont des codes sources obligatoires
---	--

VIH — sérologie ou charge virale

ENCODEUR LABO

SIL-R Message à la saisie si une charge virale avait été demandée dans les 730 derniers jours.	SIL-P Message « Veuillez vérifier attentivement la requête du prescripteur » à la saisie d'un VIH si le patient est connu confirmé (commentaire patient) ou si une charge virale (CVVIH) a été demandée dans les 365 derniers jours.
--	--

Ce que cela change :

- Sérologie : VIH. Charge virale : CVVIH (2 tubes lavande).

5. Spécificités par site

Acide lactique — codes par site

LABO

SIL-R Code LACTA.	SIL-P Test ACLAC pour les centres 440-442-443-444; au site 441, ACLAC est remplacé automatiquement par LAVTU (règle SBR GAZ42, fait sur l'appareil à gaz).
-----------------------------	--

⚠ Attention : Si l'appareil est défectueux, annuler LAVTU et réenregistrer ACLAC pour envoi à HDL.

HDL et PG — reprises « Y »

LABO

SIL-R Reprises gérées manuellement.	SIL-P À HDL et à PG, le premier passage des reprises « Y » est annulé automatiquement.
---	--

Montmagny (MTY) — Créatinine

PRESCRIPTEUR ENCODEUR LABO

SIL-R Test réflexe « azote » programmé pour les cliniques de Montmagny (SIL-R).	SIL-P Aucune transposition de ce réflexe azote au SIL-P pour les cliniques de Montmagny.
---	--

PG — morphologies et différentielles manuelles

LABO

SIL-R Faites à PG.	SIL-P Quand elles sont déclenchées par réflexe pour le 441, les morphologies et différentielles manuelles sont faites à HDL (redirection dans Caresphere).
------------------------------	--

Sites associés — Gentamicine / Tobramycine

LABO

SIL-R Gentamicine et Tobramycine analysées aux sites associés.	SIL-P Ces analyses ne sont plus faites aux sites associés; elles sont redirigées à Lévis.
--	---