

Utilisation des tests de dépistage rapide COVID-19



Les tests de dépistages rapides permettent de savoir en quelques minutes si vous avez attrapé la COVID-19

QUAND FAIRE UN TEST?


- Si vous souhaitez recevoir un médicament pour être moins malade
- Dans les premiers jours où vous êtes malades, si vous présentez les symptômes suivants:

- Fièvre
- Difficulté à sentir les odeurs
- Toux
- Être essoufflé
- Difficulté à respirer
- Mal à la gorge
- Nez qui coule ou nez bouché
- Mal à la tête
- Grande fatigue
- Avoir moins faim qu'à l'habitude
- Avoir envie de vomir ou vomir
- Mal au ventre ou diarrhée



QUOI FAIRE AVEC LE RÉSULTAT?

Peu importe le résultat du test, appelez votre pharmacien. Il pourra peut-être vous donner un traitement.



POUR PROTÉGER LES AUTRES, IL EST IMPORTANT DE :



Portez un masque



Éternuez dans votre coude



Lavez vos mains



Restez à la maison en cas de fièvre



Si vous avez des signes de maladie qui vous inquiètent, vous pouvez appeler une infirmière à Info-Santé au 811

Comment faire un test de dépistage rapide?



1. DÉSINFECTER LA SURFACE SUR LAQUELLE LE MATÉRIEL SERA DÉPOSÉ.



2. SE LAVER LES MAINS.



3. SI VOUS AVEZ UN TUBE, METTRE LE LIQUIDE DANS LE TUBE OU OUVRIR LE TUBE PRÉREMPLI. VERSER 12 GOUTTES DE LIQUIDE DANS LE TUBE.



4. FROTTER L'INTÉRIEUR DE CHAQUE JOUE PENDANT AU MOINS CINQ SECONDES AVANT DE PROCÉDER AU PRÉLÈVEMENT DANS LES DEUX NARINES.



5. INSÉRER LA TIGE DANS UNE NARINE EN TOURNANT CONTRE LES PAROIS DU NEZ. RÉPÉTER DANS L'AUTRE NARINE EN UTILISANT LA MÊME TIGE.



6. DÉPOSER LA TIGE DANS LE TUBE ET LA TOURNER DANS LE LIQUIDE.



7. DÉPOSER LE TUBE AVEC LA TIGE SUR LE SUPPORT (OU DANS UN VERRE) ET LAISSER REPOSER PENDANT DEUX MINUTES.