

Situation 2

Se relever du sol avec toile double cuissarde



Rassurer la personne et l'installer confortablement



Tourner la personne par contrepoids, en s'appuyant sur les genoux et insérer la toile en dessous.



Accrocher la toile sur les crochets du lève-personne, au besoin utiliser les rallonges
Arriver par la tête avec le lève-personne mobile et mettre les freins pour accrocher les sangles sur le cintre.



Relever la personne jusqu'à ce qu'elle soit à une hauteur permettant de la déposer sur une assise ou sur le lit



Glisser la toile sous la personne



Tourner et retirer la toile



Retirer la toile en position assise



La personne se redresse avec les ridelles du lit