

## Situation 3 Se relever du sol avec la toile civière



Relever la personne du sol avec la toile civière lorsqu'il y a douleur ou suspicion de fracture



Mettre un oreiller entre les jambes et la tourner en bloc



Faire un contrepoids sur les genoux pour tourner la personne



Insérer les tubes dans la toile, sans forcer et fermer les attaches.



Accrocher les sangles sur le cintre du lève-personne après avoir appliqué les freins



Soulever



Déplacer vers le lit



Retirer les tubes du haut et du bas ainsi que 2 du côté choisis, glisser la toile sous la personne



Tourner en bloc et retirer la toile



Si la personne est dans un espace restreint, installer la toile ou une surface de glissement. Glisser la personne dans un espace plus grand, afin de permettre les manœuvres.