

Modalités d'accès à la dictée et à l'écoute

(Psychiatrie et pédopsychiatrie, pédiatrie)

MARCHE À SUIVRE

Composez le (418) 228-2031 (numéro du CISSS-CA secteur Beauce) **si vous êtes en dehors de l'hôpital**;

Composez le **35999** pour accéder au système de voix;

Entrez votre numéro d'auteur qui correspond à votre numéro de permis de pratique précédé du chiffre 1, suivi de la touche dièse (#).

Si vous êtes résident, composez le **5** avant votre numéro de permis de pratique, suivi de la touche dièse (#).

Entrez votre code secret (mot de passe) suivi de la touche dièse (#).

Vous êtes automatiquement en mode dictée.

- **Étant donné que vous êtes un dicteur, si vous souhaitez faire l'écoute d'une dictée, composez *1.**

Composez le type de travail suivi du dièse (#) :

1	Consultation pédiatrie
4	Lettre en pédopsychiatrie
9	Notes d'évolution - psychiatrie
10	Consultation psychiatrique
25	Pédopsychiatrie
41	Procès-verbal – psychiatrie
44	Lettre en psychiatrie
45	Rapport d'expertise

Composez votre numéro de dossier suivi de la touche dièse (#).

Composez **2** pour commencer l'enregistrement de la dictée.

Si vous désirez faire une pause, faites le **2** de nouveau. Pour poursuivre l'enregistrement de la dictée, faites de nouveau le **2**.

Composez **3** pour un rembobinage court et faire l'écoute.

- Pour déclarer une dictée à transcrire en priorité appuyer sur la touche dièse (#) à la fin de votre dictée.

Composez le **8** pour terminer le rapport et faire une autre dictée ou le **5** pour terminer.

Pour quitter, raccrochez.

Modalités d'écoute

Composez le numéro de dossier

- Pour l'accès aux rapports de radiologie (échographie, graphie, IRM, mammographie, médecine nucléaire, TDM), composez les 7 chiffres suivi de la touche dièse (#).
Exemple : dossier # 41446, composez 0041446
- Pour l'accès aux autres rapports, composez le numéro de dossier sans les « zéros » suivi de la touche dièse (#).

Par la suite, pour commencer l'écoute pressez le **1**.

Vous aurez accès à tous les types de travail accessibles pour ce patient.

Si vous avez plus qu'une dictée concernant ce patient, composez ***8**.

Pour réécouter la dictée précédente, composez ***5**.

En appuyant à plusieurs reprises sur les touches selon vos besoins, vous pouvez :

- 3** pour un rembobinage court
- 4** pour avancer
- * **4** pour diminuer le volume
- * **6** pour augmenter le volume
- * **7** pour diminuer la vitesse
- * **9** pour augmenter la vitesse

Pour quitter, raccrochez.