

HÉMATOLOGIE - SPÉCIALE

Centre intégré
de santé et de services
sociaux de Chaudière-
Appalaches
Québec

DATE ET
HEURE DE
RÉCEPTION

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

URGENT ROUTINE

ANTICOAG. : ORAL HEPARINE

AUTRE : SPÉCIFIER :

DATE HRE DU PRÉL.

INF. M-

SECTEUR HÉMATOLOGIE

HLA-B27 ABSENCE PRÉSENCE

FSC Hb - Ht PLT SEDI RETIC

LIQUIDE CÉPHALO-RACHIDIEN LIQUIDE DIALYSE

LIQUIDE SYNOVIAL LIQUIDE ASCITE

LIQUIDE PLEURAL AUTRES LIQUIDES :

NÉGATIF POSITIF

Ag SURFACE HÉPATITE B

Ac SURFACE HÉPATITE B

Ac CORE HÉPATITE B

Ac HÉPATITE A

Ac HÉPATITE C

SECTEUR HÉMATOLOGIE SPÉCIALE

Hb FOETALE (RECHERCHE)

Hb PLASMATIQUE

<0,055 g/L

VISCOSITÉ PATIENT

Ht H: 0,400 - 0,540 F: 0,350 - 0,470

PLASMA H: 1,21 - 2,04 m.Pas. s. F: 1,20 - 2,12 m.Pa. s.

SANG TOTAL H: 3,66 - 5,90 m.Pas. s.

SANG TOT. CORR. F: 3,71 - 5,15 m.Pas. s.

AGRÉGATION PLAQUETTAIRE

CONCENTRATION FINALE

RISTOCÉTINE 1,5 g/L

RISTOCÉTINE 1,0 g/L

RISTOCÉTINE 0,5 g/L

COLLAGÈNE 0,2 g/L

ADP 10 µm

ADP 5 µm

ADP 2,5 µm

ÉPINÉPHRINE 10 µm

AC. ARACHIDONIQUE 0,5 g/L

SPONTANÉE

SECTEUR COAGULATION

DÉPISTAGE (QUICK, CEPHALINE, PLT)

COAGULOGRAMME (QUICK, CEPHALINE, FIBRINOGENE, PLT, PFA 100)

TEMPS DE QUICK RIN < 1,20

MOITIÉ - MOITIÉ

F.II 0,50 - 1,50

F.V 0,50 - 1,50

F.VII 0,50 - 1,50

F.X 0,50 - 1,50

TEMPS DE CEPHALINE

ÉQUIVALENT HÉPARINE U/ml

MOITIÉ - MOITIÉ

F.VIII 0,50 - 1,50

F.IX 0,50 - 1,50

F.XI 0,50 - 1,50

F.XII 0,50 - 1,50

FIBRINOGENÈ

D-DIMÈRES INNOVANCE

< 500 ng/ml

PFA 100 COL/ADP 65-100 SEC

COL/EPI 65-130 SEC

TEMPS DE THROMBINE

CRYOFIBRINOGENÈ

NÉG.

RECHERCHE DES ANTICOAGULANTS CIRCULANTS

MÉLANGE	0	0,2	0,5	0,8	1
PATIENT / POOL	1	0,8	0,5	0,2	0

PATIENT T° PIÈCE S S S S S

37° C 1h S S S S S

TEMPS DE STYPVEN 0,90 - 1,21

TEMPS DE STYPVEN NEUTRALISÉ 0,80 - 1,21

ANTITHROMBINE III COAG. 0,00 - 1,20

ANTI-Xa

SPÉCIFIER TYPE D'HEPARINE :

DATE _____ TECH. _____

HÉMATOLOGUE _____
MÉDECIN F04-09 (Rev 2015-05)

NOM : _____

NOM : _____

NOM : _____

NAISS. OU RAMQ : _____

NAISS. OU RAMQ : _____

NAISS. OU RAMQ : _____

M-

M-

M-

Double Identification des spécimens de laboratoire

Étiquette du spécimen	Requête papier
<ul style="list-style-type: none"> • Nom et prénom complet^① • Numéro d'identification • Personnalise* (date de naissance ou RAMQ)^② <p>Banque de sang : en plus des informations ci-haut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Initiales du préleveur • Date du prélèvement 	<ul style="list-style-type: none"> • Nom et prénom complet de l'utilisateur • Date de naissance et RAMQ • Localisation de l'utilisateur^③ • Date et heure du prélèvement • Nom et prénom du préleveur • Nom, prénom et coordonnées du médecin^④ • Analyses requises
<p>① ② Critères de double identification qui doivent apparaître sur la requête et sur l'étiquette de prélèvement pour tous les spécimens. Une information absente ou discordante amène le rejet automatique du spécimen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Privilégier le RAMQ et la date de naissance. * Si le numéro de dossier est utilisé, il doit apparaître sur l'étiquette et sur la requête • Les renseignements fournis doivent concorder entre le formulaire-papier et le spécimen pour la double identification • Unités de soins, cliniques, centre préleveur avec adresse complète • Nom, prénom, numéro de permis et adresse complète du médecin 	