

	ASSURANCE-QUALITÉ LABORATOIRES Chapitre 17 : Aides mémoire, algorithme, logigramme ou PVS Section : Aide-mémoire	AM-AQR-012
		VERSION 04 2026-10-27
Modèle étiquette SIL-P		STATUT : <u>APPROUVÉ</u>

Étiquette de prélèvement

- Générée lors de l'enregistrement de la requête.
- Le nombre émis est en fonction des tests commandés. **Un contenant = une étiquette.**
- Plus d'une étiquette peut être requise pour une même série de tests si plus d'un contenant est nécessaire.
- Les étiquettes s'impriment dans le bon ordre des tubes à prélever
- Chaque échantillon a son propre numéro d'échantillon. Le code-barres des étiquettes échantillon correspondent au numéro de l'échantillon (pas au numéro de requête)



The diagram illustrates three examples of the SIL-P test label, with numbered callouts (1-21) identifying specific fields:

- Label 1 (Top):** Contains fields 1-8. Fields 1-5 are on the left (Medical file number, RAMQ number, short request number, care unit, room and bed). Fields 6-8 are on the right (Name, full request number, date of birth and sex).
- Label 2 (Middle):** Contains fields 9-16. Fields 9-12 are on the left (Priority, list of tests, date and time, collection status). Fields 13-16 are on the right (Work post, lab environment, sample number, lab routing).
- Label 3 (Bottom):** Contains fields 17-21. Fields 17-18 are on the left (Source, site). Fields 19-21 are on the right (Barcode, container name, collection instructions).

#	Élément	Précisions importantes
3	Numéro de requête court	6 derniers chiffres du numéro de requête
4	Unité de soins ou clinique	Lieu où les résultats sont acheminés (lieu de prescription)
10	Liste des tests commandés	Pour l'échantillon étiqueté, un * indique que la liste complète n'est pas visible
12	Statut date et heure de prélèvement	Prévue ou réelle
13	Poste de travail	Banc de travail au laboratoire
14	Environnement laboratoire	Laboratoire exécutant l'analyse
15	Numéro d'échantillon	Numéro d'identifiant unique de l'échantillon
16	Aiguillage laboratoire	Secteur laboratoire pour livraison interne (ex : Biochimie, hématologie)
17	Si MIC : Source	Type de prélèvement pour la microbiologie
18	Si MIC : Site	Précisions sur le type de prélèvement pour la microbiologie
20	Nom du contenant	Contenant à utiliser pour le prélèvement
21	Instruction de prélèvement	Particularités à respecter lors du prélèvement

	ASSURANCE-QUALITÉ LABORATOIRES Chapitre 17 : Aides mémoire, algorithme, logigramme ou PVS Section : Aide-mémoire	AM-AQR-012
		VERSION 04 2026-10-27
Modèle étiquette SIL-P		STATUT : <u>APPROUVÉ</u>

Étiquettes de requête

La première étiquette imprimée correspond à l'étiquette de requête. Le code-barres de l'étiquette de requête correspond au numéro de requête

**Attention, cette étiquette ne doit jamais être apposée sur un tube destiné aux analyses de laboratoire.
Elle doit être apposée sur la requête d'analyse (version papier seulement).
S'il n'y a pas de requête papier, jetez cette étiquette.**

1 Nom, prénom 2 Numéro de dossier 3 Numéro de requête 4 Priorité 8b Suite des tests		6a RAMQ 5 Date de naissance et sexe 7 Code-barres (no. requête) 8a Tests commandés 6b Pièce étatique 9 Chambre et lit 10 Unité de soins/clinique
--	---	---

#	Élément	Précisions importantes
6b	Pièce étatique	Usager sans RAMQ, le numéro de la pièce étatique s'affiche
7	Code-barres du numéro de requête	Utilisé pour la numérisation SoftMedia
8a	Tests commandés pour cette requête	Trois lignes de codes tests, 50 caractères maximum chacune
8b	Suite des tests	Une étiquette supplémentaire s'imprime au besoin
10	Unité de soins ou clinique	Lieu de prescription où sont retournés les résultats.

Rédigé par : Marie-Christine Fiola	Vérifié par : Stéphanie Laterreur	Approuvé par : SARAH BERNIER	Date d'entrée en vigueur : 2026-10-27	Page 2 sur 2
------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	--	--------------