

## Procédure pour changer l'heure de prélèvement

STATUT APPROUVÉ

### Étape 1

#### Recherche de la requête à modifier

##### ➤ Si vous connaissez le numéro de la requête


Directement par l'écran de recherche du menu **Saisie des Requêtes** vous avez le critère de recherche **Requête**.



Saisie des  
Requêtes

##### ➤ Si vous n'avez pas le numéro de requête

Vous pouvez effectuer une recherche avec les critères que vous avez à l'écran de recherche de la **saisie des requêtes**, mais si la mauvaise requête est sélectionnée il est impossible de revenir en arrière et vous devez recommencer votre recherche.

Pour modifier la requête vous devez être en mode édition, appuyez sur le bouton **Mode édition** de la barre d'outils pour quitter le mode visualisation. 

**Il est possible de cocher la case Ouvrir en mode Édition à l'écran de recherche pour ouvrir la requête automatiquement dans ce mode.**  Ouvrir en mode Édition

### Étape 2


#### Changer l'heure de prélèvement


Pour ce faire, cliquez sur l'onglet **Spécimen**.

PSTTRAV		#	Type	PriP	PriE	# Liste	Par	Date	Heure	Par	Date	Heure	Indicateurs							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	M	A	E	P	R	W	X	
1	BROUT	1	JAU	R	R	0		2016/09/21					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	HFSC	1	LAV	R	R	0		2016/09/21					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	HFSC	1	NIL	R	R	0	AUTOV	2016/09/21	11:06	AUTOV	2016/09/21	11:06	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	HCOAG	1	BLE	R	R	0		2016/09/21					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	BROUT	1	VER	R	R	0		2016/09/21					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Procédure pour changer l'heure de prélèvement**

STATUT APPROUVÉ

Sous la section **Prélevé**, sélectionnez le spécimen voulu et appuyer sur . Dans la case qui ouvre, vous pouvez modifier l'heure de prélèvement pour la bonne. Terminer en cliquant sur **OK**.



**N.-B. Il est impossible de changer l'heure pour tous les spécimens en même temps, on doit en faire un à la fois.**

**Étape 3**

Enregistrer la requête à l'aide du bouton de la barre d'outils.

